



# Monopodes- ECOpodes

# Electrodes Monopodes-Préborns

- 0101** BOUTON DE FIXATION SANGLE PREBORN
- 0310.** ELECTRODE PREBORN STANDARD
- 0311.** ELECTRODE PREBORN MINI
- 1590** KIT DE REPARATION POUR ELECTRODES MONOPODES N.K.
- 2190** SET DE 100 ELASTIQUES DE MAINTIEN POUR KIT DE POUPONNAGE
- 2191** SET DE 100 JOINTS TORIQUES D.8.5mm P/ELECTRODES SYNTHERISEES
- 2193** SET DE 100 COTONS D.32mm P/ELECTRODE SYNTHERISEE
- 2194** POUPONNAGE POUR ELECTRODES MONOPODES NIHON KOHDEN BE-0005 PAR 100
- 2196** GUIDE POUR KIT DE POUPONNAGE
- 2199** KIT DE POUPONNAGE 32mm P/100 ELECTRODES SYNTHERISEES
- 2200** KIT DE POUPONNAGE 28mm POUR 100 ELECTRODES SYNTHERISEES
- 2204** ELECTRODE REEGA ADULTE SANS POUPONNAGE
- 2208** ELECTRODE REEGA ADULTE ARGENT SYNTHERISE AVEC/SANS POUPONNAGE
- 2209** ELECTRODE REEGA ENFANT ARGENT SYNTHERISE AVEC/SANS POUPONNAGE
- 2210** ELECTRODE MONOPODE ARGENT AVEC PIED PIVOTANT
- 2210NK** ELECTRODE MONOPODE NIHON KOHDEN AVEC PIED FLEXIBLE
- 2214** POUPON SILICONE CLIPOD
- 2241** ELECTRODE REEGA MONOPODE SANS POUPONNAGE SUPPORT: ? TROUS: ?
- 2241ECO** ELECTRODE ECOPODE SANS POUPONNAGE SUPPORT: ? TROUS: ?
- 2242** ELECTRODE REEGA MONOPODE AVEC POUPONNAGE SUPPORT: ? TROUS: ?
- 2242ECO** ELECTRODE ECOPODE AVEC POUPONNAGE SUPPORT: ? TROUS: ?
- 3788A.** REPARATION REMISE EN ETAT ELECT. MONOPODE ADULTE
- 3788E.** REPARATION REMISE EN ETAT ELECT. MONOPODE ENFANT
- 3788ECO** ECHANGE STANDARD ELECTRODE ECOPODE SANS POUPONNAGE
- 3789** RECHLORURATION ELECTRODE PREBORN
- 3789ECO** ECHANGE STANDARD ELECTRODE ECOPODE AVEC POUPONNAGE
- 4103** SANGLE PREBORN 15MM X 1M
- 4247** ENSEMBLE PREBORN POUR PEDIATRIE
- SUPPORT-A** SUPPORT A POUR ELECTRODES 2241
- SUPPORT-B** SUPPORT B POUR ELECTRODES 2241
- SUPPORTBLEU1** SUPPORT P/MONOPODE GRAND MODELE BLEU
- SUPPORTBLEU2** SUPPORT P/MONOPODE MOYEN MODELE BLEU
- SUPPORTBLEU3** SUPPORT P/MONOPODE PETIT MODELE BLEU
- SUPPORTBLEU4** SUPPORT P/MONOPODE MINI BLEU
- SUPPORTVERT1** SUPPORT P/ECOPODE GRAND MODELE VERT
- SUPPORTVERT2** SUPPORT P/ECOPODE MOYEN MODELE VERT
- SUPPORTVERT3** SUPPORT P/ECOPODE PETIT MODELE VERT
- SUPPORTVERT4** SUPPORT P/ECOPODE MINI VERT

## Monopodes avec ou sans Poupon

!! les références 2204-2206 et 2207 sont remplacées par les références 2241 et 2242 voir page suivante



2242 (2206)

2242 (2207)

2208


2241 (2204)



2209



2210NK



2200

## Préborns




0310



4247



0101



0311



4103




0311

Tél : +33.4.94.36.06.40 ; Fax +33.4.94.36.06.76  
eMail : mei@mei-france.fr ; Site www.mei-france.fr



Sommaire



**m.e.i.**

901 Av. Alphonse Lavallée  
ZI TOULON Est  
83210 LA FARLEDE Fr

2019052918

Page 41/48

Cata19-05-02

Contact



**m.e.i.**

901 Av. Alphonse Lavallée  
ZI TOULON Est  
83210 LA FARLEDE Fr

2019052918

Page 40/48

Cata19-05-02

Contact



# Poupon amovible Silicone CLIPOD Ref : 2214



Mise en place du Clipod



Sens du montage des picots



Mettre de la pâte ReegaPonce ou ReegaPha

Pour électrode 2208, 2209, 2210NK, 2241, 2241ECO, 2242ECO



Conditionnement par 10

**m.e.i.**  
901 Av. Alphonse Lavallée  
ZI TOULON Est  
83210 LA FARLEDE Fr

**USAGE et NETTOYAGE**  
poupon réutilisable pour électrode monopode  
rend confortable le contact peau-électrode  
interchangeable rapidement entre chaque patient  
hygiénique, car facilement nettoyable à l'eau et désinfectable  
avec tout produit de désinfection courant  
Ce poupon ne peut pas être utilisé sans pâte de contact  
**BREVET DEPOSE**



Support de rangement,

[Sommaire](#)



Tél : +33.4.94.36.06.40 ; Fax +33.4.94.36.06.76  
eMail : mei@mei-france.fr ; Site www.mei-france.fr

Page 42/48

Cata19-05-02



## Monopode et Ecopode

Choix du Support du N°1 au N°4

Supports Bleu pour Monopode



SupportBleu1 SupportBleu2 SupportBleu3 SupportBleu4


Support Vert pour ECOPODE





SupportVert1 SupportVert2 SupportVert3 SupportVert4

Choix **ECO**pode  
ou  
Monopode

Choix  
Sans Poupon 2241 ou  
Avec Poupon 2242



Choix  
Avec ou Sans Trou




Support A



Support B

Electrodes sans poupon 2241



sans trou

sans trou

avec trou

avec trou

Support A

Support B

Support N°1

Support N°2

Electrodes Avec poupon 2242-2242ECO



Monopode 2242 support N°1

ECOpode 2242 support N°1

ECOpode 2242 support N°3

2242 avec Clipod

2242

2242ECO

2242ECO

**m.e.i.**  
901 Av. Alphonse Lavallée  
ZI TOULON Est  
83210 LA FARLEDE Fr

Tél : +33.4.94.36.06.40 ; Fax +33.4.94.36.06.76  
eMail : mei@mei-france.fr ; Site www.mei-france.fr

Page 43/48

Cata19-05-02

2019052918



Contact

[Sommaire](#)

